



Stabilizator na kolano po zerwanych więzadłach Genu Dynastab

Opis produktu:

Orteza więzadeł stawu kolanowego z dwuosiowymi zawiasami Genu Dynastab.

- Naprzemienne paski dla zapewnienia prawidłowego krążenia krwi
- Konstrukcja z podwójnym zawiasem zapewnia maksymalną stabilność
- Praktyczna dzięki specjalnym paskom do zakładania
- Anatomiczny kształt ze strefami komfortu

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Stabilizator na kolano po zerwanych więzadłach Genu Dynastab

Orteza kolana Genu Dynastab została zaprojektowana z zawiasem dwuosiowym, aby zapewnić maksymalną stabilność i wsparcie. Półsztywne pasy zapewniają dodatkowe wsparcie i zapobiegają przemieszczaniu się, dzięki czemu nie trzeba ciągle dopasowywać ortezy, gdy jest się w ruchu. Orteza została stworzona z zakrytym kolanem, co pomaga chronić to miejsce przed dalszymi urazami.

Wskazania

- Leczenie zachowawcze urazów więzadeł kolanowych bocznych
- Niestabilność/zwiótczenie stawu
- Ponowne podejmowanie aktywności sportowej

Pacjenci docelowi

- Ponowne podejmowanie aktywności sportowej, pacjenci wymagający umiarkowanego wsparcia

Cechy charakterystyczne

- Wsparcie stawu: zawias dwuosiowy
- Stabilność dzięki włóknom silikonowym wbudowanym w strukturę dzianiny
- Wygoda za sprawą anatomicznego kształtu ze strefami komfortu i naprzemiennych pasków dla zapewnienia prawidłowego krążenia krwi

- Praktyczność dzięki specjalnym paskom do zakładania

Przeczytaj więcej o stabilizatorze na kolano na naszym blogu.

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Genu Dynastab
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar I:Obwód kolana: 32-34 cmRozmiar II:Obwód kolana: 35-37 cmRozmiar III:Obwód kolana: 38-41 cmRozmiar IV:Obwód kolana: 42-45 cmRozmiar V:Obwód kolana: 46-49 cmRozmiar VI:Obwód kolana: 50-53 cm
Kod refundacji NFZ	produkt nierefundowany
Kolor	

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Nie
Części ciała: Kolano

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - wysokość 33 cm - obwód kolana 32-34 cm, Rozmiar II - wysokość 33 cm - obwód kolana 35-37 cm, Rozmiar III - wysokość 33 cm - obwód kolana 38-41 cm, Rozmiar IV - wysokość 33 cm - obwód kolana 42-45 cm, Rozmiar V - wysokość 33 cm - obwód kolana 46-49 cm, Rozmiar VI - wysokość 33 cm - obwód kolana 50-53 cm