



Orteza stawu kolanowego ROM-R

Opis produktu:

Orteza pooperacyjna stawu kolanowego z regulacją kąta zgięcia i wyprostu ROM-R.

- Mechanizm DropLock umożliwiający łatwe unieruchomienie pod pożądanym kątem
- Beznarzędziowa regulacja długości
- Beznarzędziowa regulacja kąta zgięcia i wyprostu
- Rozmiar uniwersalny

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Orteza stawu kolanowego ROM-R

Orteza stawu kolanowego ROM-R przeznaczona jest dla pacjentów z poważnymi urazami więzadeł lub po operacjach, potrzebujących regulacji kąta zgięcia i wyprostu. Mechanizm DropLock umożliwia łatwe unieruchomienie pod pożądanym kątem. Orteza ma rozmiar uniwersalny.

Wskazania

- Unieruchomienie pooperacyjne lub rehabilitacja
- Unieruchomienie po urazie
- Niestabilność/zwiotczenie stawu
- Leczenie zachowawcze urazów lub naderwania więzadeł kolanowych

Pacjenci docelowi

- Pacjenci z poważnymi urazami więzadeł lub po operacjach

Cechy charakterystyczne

- Unieruchomienie: 2 możliwe do ukształtowania ramy boczne
- Beznarzędziowa regulacja kąta zgięcia (od 0° do 120°) i wyprostu (od 0° do 105°) co 15°
- Mechanizm DropLock umożliwiający łatwe unieruchomienie pod kątem 0°, 15°, 30° i 45°
- Beznarzędziowa regulacja długości (przyśrodkowa i dystalna)
- Łatwe w użyciu sprzączki

Zakresy regulacji zgięcia/wyprostu

Ograniczenia zgięcia	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°
Ograniczenia wyprostu	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	-
Całkowite unieruchomienie	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°		

Przeczytaj więcej o ortezie stawu kolanowego na naszym blogu.

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	ROM-R
Wymiary	Rozmiar uniwersalny, wysokość produktu od 48 do 66 cm
Kod refundacji NFZ	J. 039
Kolor	

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Kolano

Model: