



Orteza na skręconą kostkę Ligacast Air +

Opis produktu:

Orteza na skręconą kostkę Ligacast Air +.

- Orteza świetnie dopasowuje się do budowy ciała
- Powietrze wewnątrz wkładek pneumatycznych daje efekt masażu
- Rozmiar uniwersalny
- Wersja obustronna

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Orteza na skręconą kostkę Ligacast Air +

Obrzęk jest nieprzyjemny w każdej części ciała: szczególnie ten zlokalizowany w kostce, gdyż może utrudniać zakładanie butów. Orteza na skręconą kostkę Ligacast Air+ z poduszkami powietrznymi to orteza, która zapewnia stabilność i może być noszona w bucie. Powietrze krążące wewnątrz wkładek wywołuje efekt masażu, który zmniejsza obrzęk.

Wskazania

- Unieruchomienie kostki
- Leczenie zachowawcze urazów ścięgna Achillesa
- Umiarkowane lub poważne skręcenie kostki

Cechy charakterystyczne

- Unieruchomienie: dwie sztywne łuski boczne
- Wygoda: wkładki pneumatyczne zapewniające doskonałe dopasowanie do budowy ciała, powietrze wewnątrz wkładek daje efekt masażu, co pomaga zmniejszyć obrzęk

- Łatwość dopasowania: paski z rzepami i pasek na kości piętowej z możliwością regulacji

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Ligacast Air +
Wymiary	Rozmiar uniwersalny. Wersja obustronna.
Kod refundacji NFZ	J. 036

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Kostka

Model: