

Orteza na skręcenie stawu skokowego Ligacast Anatomic



Opis produktu:

Orteza na skręcenie stawu skokowego Ligacast Anatomic.

- Orteza jest łatwa w dopasowaniu dzięki paskom z rzepami
- Dwa modele: lewy i prawy

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Orteza na skręcenie stawu skokowego Ligacast Anatomic

W przypadku zwichnięcia stawu skokowego należy jak najszybciej zacząć odpowiednio go leczyć, inaczej odczuwany dyskomfort będzie tylko się pogarszał. Ligacast Anatomic posiada sztywne boczne łuski, zapewniające mocne wsparcie podczas użytkowania, aby zmniejszyć ból i zapobiec ponownemu urazowi. Elastyczne krawędzie zapewniają anatomiczne dopasowanie i maksymalne wsparcie.

Wskazania

- Unieruchomienie kostki
- Leczenie zachowawcze urazów ścięgna Achillesa
- Umiarkowane lub poważne skręcenie kostki

Cechy charakterystyczne

- Unieruchomienie: dwie sztywne łuski boczne z niesymetrycznymi wgłębieniami na kostki
- Łatwość dopasowania: paski z rzepami
- Dwa modele: lewy i prawy

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Ligacast Anatomic
Wymiary	Rozmiar I: Wzrost poniżej 160 cm Rozmiar II: Wzrost powyżej 160 cm

Kod refundacji NFZ	J. 036
Kolor	

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Kostka

Opcje produktu:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar
I - wzrost: poniżej 160 cm, Rozmiar II - wzrost:
powyżej 160 cm
Opieka nad pacjentem - model: Lewy, Prawy