

Modułowy kardiomonitor weterynaryjny Aurora



Opis produktu:

Aurora to modułowy, wieloparametrowy monitor weterynaryjny przeznaczony dla małych i dużych zwierząt.

Model 8s oraz 10s dostępny na zamówienie.

Do ceny produktu są wliczone akcesoria weterynaryjne, a w ich skład wchodzi: czujniki temperatury, kable do EKG, mankiety NIBP, czujnik SpO2, a w wersji z kapnografem także kapnograf w strumieniu bocznym z pułapką wodną.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Kardiomonitor weterynaryjny Aurora vet

Monitory pacjenta Aurora cechują się wysoką jakością każdego detalu, posiadają bogaty interfejs oraz 3 diody alarmowe informujące o problemach z parametrami fizjologicznymi. W produktach zastosowano ognioodporne materiały: ABS+PC. Łatwość wymiany baterii oraz płaskie silikonowe przyciski ułatwiające czyszczenie znacząco wpływają na komfort użytkowania. Monitor Aurora jest dobrym wyborem do gabinetów ze względu na przyjazną cenę, ale także przychodni i klinik jako dodatkowy kardiomonitor.

Konfiguracja standardowa

- EKG
- SPO2
- NIBP
- TEMP
- RESP

Opcjonalne Moduły:

- 2IBP
- EtCO2 - w strumieniu bocznym
- Masimo SP02
- C.O. Rejestrator

Prostota operacji

Monitor Aurora zapewnia bardzo łatwy w obsłudze interfejs oparty na inteligentnym systemie operacyjnym. Obsługuje wiele wejść peryferyjnych, aby spełnić więcej wymagań.

Obsługa wejścia peryferyjnego:

- klawiatura
- myszka
- panel dotykowy
- skaner

Zarządzanie danymi pacjenta:

- Trendy 720 godzin, w formie tabel i wykresów
- 1200 rekordów pomiarów rekordów NIBP
- 3 fale EKG rejestrowane przez 24H
- 1000 grup alarmów

Konfiguracja układu wyświetlacza:

- Dane wyświetlane w 3-8 rzędach (dostosowywalnych)
- Full ECG
- Mini trendy
- oxyCRG

Inteligentne wykrywanie arytmii:

- Wielomodułowy system analizy EKG (MEAS™)
- 24 typy ARR
- arytmia zatokowa, różne rodzaje PVC, VFIB, VTAC, AFIB, Asystoria

Ręczny lub automatyczny tryb analizy EKG:

- Wartość ST mierzona w czasie rzeczywistych
- Zapisywanie segmentów ST jako odniesienia
- Porównywanie segmentów
- Automatyczny lub ręczny pomiar odcinka ST

- Dostosowywanie punktów ST

Zaawansowane opcjonalne parametry:

- IBP - Do 6 kanałów; wsparcie BD, Edwards, Utah, Abbott; jeden klawisz do resetu
- EtCO2 - Wsparcie Respironics®, Masimo i Kingst®; Strumień główny i boczny
- C.O. - Wspierajcie cewnika do Edward Swan-Ganz termodylucji tętnicy płucnej

Cechy pozostałe:

- Niskie zużycie energii - Wsparcie baterii 12-18 godzin
- Proste rozwiązanie konstrukcyjne - Trzy bloki wewnątrz schludny i optymalny układ
- Rozwiązania instalacyjne - Tylne połączenie; uchwyt do ściennego montażu lub wózek

Informacje:

Opcje produktu:

Aurora - uchwyt ścienny : -, Tak
Aurora - wózek : -, Tak
Aurora - kapnograf: -, Moduł kapnografii w strumieniu bocznym