


Orteza na nadgarstek Ligaflex Pro

Opis produktu:

Orteza do unieruchomienia nadgarstka z systemem szybkiego wiązania Ligaflex Pro.



- System szybkiego sznurowania umożliwia sprawne zakładanie ortezy
- Lekka i oddychająca tkanina 3D z mikrowentylacją
- Anatomiczna, dopasowująca się szyna masuje dłonie
- Miękka tkanina chroni skórę przed podrażnieniami

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Orteza na nadgarstek Ligaflex Pro

W przypadku doznania urazu nadgarstka, priorytetem jest zapewnienie ochrony tego obszaru, aby mógł się prawidłowo goić. Orteza na nadgarstek Ligaflex Pro została wykonana z miękkiego materiału, dzięki czemu nie powoduje podrażnień. Orteza dopasowuje się do ciała i masuje dłonie, zapewniając dodatkowy komfort.

Wskazania

- Skręcenie nadgarstka
- Niewymagające operacji złamania nadgarstka
- Unieruchomienie nadgarstka po operacji lub urazie
- Patologie w obrębie ścięgien nadgarstkowych
- Zapalenie ścięgien w rejonie nadkłykcia bocznego ("łokieć tenisisty")
- Artretyzm reumatoidalny
- Choroba zwyrodnieniowa stawów w obrębie nadgarstka

Cechy charakterystyczne

- Łatwość i szybkość zakładania za sprawą systemu szybkiego wiązania
- Mocne wsparcie dzięki wygodnemu dociągowi po wewnętrznej stronie dłoni
- Miękka ochronna podszewka z tkaniny jersey i oddychający splot typu 3D zapewniające wygodę
- Model obustronny

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Ligaflex Pro
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar I:Obwód nadgarstka: 13-17 cmRozmiar II:Obwód nadgarstka: 17-23 cm
Kod refundacji NFZ	L. 048
Kolor	

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Nadgarstek / kciuk

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - obwód nadgarstka: 13-17 cm, Rozmiar II - obwód nadgarstka: 17-23 cm