

Wózek ręczny 708D



Opis produktu:

Wózek ręczny 7080D.

- Nowoczesny i estetyczny wózek inwalidzki
- Bardzo skuteczne hamulce oparte na systemie sprężynowym
- Widełki plastikowe, z wytrzymałego tworzywa, zmniejszające wagę wózka
- Kółka odbojowe zabezpieczają ściany przed niszczeniem podczas jazdy w pomieszczeniach

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Wózek ręczny 708D

Wózek standardowy wykonany ze stali precyzyjnej, przeznaczony dla osób z dysfunkcją narządów ruchu. Najwyższa jakość jest wyznacznikiem stosowanych technologii do produkcji i montażu, potwierdzona przez certyfikowane instytuty w większości krajów europejskich.

Nowy wygląd i kształt podłokietników czyni wózek nowoczesnym i estetycznym, a możliwość odchylania za oparcie i wyciąganie, bardziej funkcjonalnym. Płyty boczne podłokietnika wykonane są z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Sześć punktów mocowania płyty do ramy podłokietnika gwarantuje, że nie ulega ona wyginaniu i pękaniu.

Dobrze funkcjonujące, skuteczne hamulce oparte są na systemie sprężynowym. Nieważne ile ma się siły w rękach, zablokowanie i odblokowanie hamulca nie sprawi trudności.

Widełki plastikowe, wykonane z wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego, zmniejszają wagę wózka. Koła tylne na szybkołączce. Kółka odbojowe zabezpieczają ściany przed rysowaniem i niszczeniem podczas jazdy w małych pomieszczeniach.

Dane techniczne

| Długość całkowita | Szerokość całkowita | Szerokość w złożeniu | Szerokość podłokietnika | Wysokość siedziska | Głębokość siedziska | Wysokość oparcia | Wysokość łokcia | Wysokość podłokietnika | Odległość między kołami | Maksymalny nachyłek | Promień skrętu | Waga całkowita | Maksymalna waga użytkownika |
|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 1109 | 560 | 280 | 390 | 490 | 430 | 420 | 225 | 383-45 | 15° | 1619 | 18 kg | 120 kg | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|---|----|----|----|----|------|--|----|--|--|
| mm | mm590 mm610 mm630 mm650 mm670 mm | mm | mm420 mm440 mm460 mm480 mm500 mm | mm | mm | mm | mm | 8 mm | | mm | | |
|----|---|----|---|----|----|----|----|------|--|----|--|--|

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Nazwa | Wózek ręczny 708D |
| Kod refundacji NFZ | P. 127 |

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak

Model:

 Szerokość wózka inwalidzkiego: 39 cm / 56 cm,
 42 cm / 59 cm, 44 cm / 61 cm, 46 cm / 63 cm, 48
 cm / 65 cm, 50 cm / 67 cm