

Wózek kompaktowy BOBBY



Opis produktu:

Lekki wózek kompaktowy Bobby przeznaczony do transportu.

- uchwyty do przenoszenia wózka
- pas zabezpieczający przed zsuwaniem się
- hamulce dla osoby towarzyszącej

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Wózek kompaktowy BOBBY

Bobby to kompaktowy wózek transportowy. Lekki, łatwy i szybki w składaniu, jest idealny do przetrzymywania w bardzo małych pomieszczeniach i wymaga minimum konserwacji. Idealny do transportu z punktu A do punktu B czy też w miejscach jak szpital czy lotnisko.

Osoby korzystające na co dzień z wózków pielęgnacyjnych, czasami potrzebują drugiego wózka, który w szybki sposób można wykorzystać do transportu użytkownika, na przykład do lekarza czy na rehabilitację.

Cechy charakterystyczne

- składany
- hamulce dla osoby towarzyszącej
- miękkie podłokietniki
- płyty podnóżka z regulowanym kątem
- pas zabezpieczający przed zsuwaniem się
- stopka do przechylania wózka
- kieszeń na oparciu
- łamane oparcie
- uchwyty po obu stronach do przenoszenia wózka

Dane techniczne

Długość całkowita	Szerokość całkowita	Szerokość po złożeniu	Szerokość po złożeniu	Wysokość siedziska	Głębokość siedziska	Wysokość oparcia	Wysokość oparcia	Odległość między osiami	Maksymalny promień zagięcia	Waga całkowita	Maksymalna waga użytkownika
--------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------	------------------------------------

owita	kowita	złożen	dziska	dziska	edzisk	arcia	dłokie	dnóże	nachyl	skrętu	wita	użytko
iu					a		tnika	k-sied	enie			wnika
								zisko				
950 mm	575 mm	270 mm	420 mm	490 mm	420 mm	380 mm	220 mm	370-500 mm	10°	1500 mm	9,40 kg	115 kg

Nazwa	Wózek kompaktowy BOBBY
Kod refundacji NFZ	P. 127

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak

Model:

Szerokość wózka inwalidzkiego: 48,0 cm / 63,5 cm, 42,0 cm / 57,5 cm