

Wózek transportowy G8way

Opis produktu:

Wózek transportowy G8way przeznaczony dla szpitali i jednostek służby zdrowia.

- Automatyczny system hamowania
- Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji
- Koła nie pozostawiające śladów na podłodze, odporne na przebicie



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Wózek transportowy G8way

G8way to wózek transportowy stworzony z myślą o szpitalach i jednostkach służby zdrowia. Dzięki niemu osoby o ograniczonej sprawności ruchowej można teraz przewozić komfortowo, bezpiecznie i stylowo!

Cechy charakterystyczne:

- Automatyczny system hamowania
- Ergonomiczne siedzenie, podłokietnik i oparcie
- Składane podłokietniki
- Łatwy w utrzymaniu w czystości i dezynfekcji
- Automatycznie składany podnóżek
- Odporne na przebicie i nie pozostawiające śladów na podłodze

Dane techniczne

Długość całkowita	Szerokość wita	Szerokość iska	Szerokość iska	Wysokość siedziska	Głębokość siedziska	Wysokość oparcia	Wysokość podłokietnika	Wysokość podnóżka	Odległość między kołami	Maksymalne obciążenie	Maksymalna waga użytkownika
800 mm	700 mm	420 mm	480 mm	410 mm	470 mm	250 mm	360 mm	6°	19,4 kg	150 kg	

Nazwa	Wózek transportowy G8way
-------	--------------------------

Kod refundacji NFZ

P. 127

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak

Opcje produktu: