

Materac przeciwoodleżynowy piankowy Clinisan

Opis produktu:

Materac przeciwoodleżynowy piankowy Clinisan - profilaktyka do III stopnia w skali EPUAP.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Materac przeciwoodleżynowy pasywny trójwarstwowy Clinisan - profilaktyka do III stopnia w skali EPUAP.

Statyczny, trzywarstwowy materac z pianki o podwyższonym komforcie. Stosowany dla zapobiegania powstawania odleżyn oraz ich leczenia. Stosowany przy średnim i wysokim ryzyku do III stadium w skali EPUAP.

Cechy pokrowca

- Odporny na wilgoć i parę wodną
- Dobra tolerancja skórna
- Antybakteryjny i antywirusowy
- Antyalergiczny
- Idealna ochrona łóżka i materaca przed nietrzymaniem moczu
- Elastyczny i prosty w obsłudze
- Niepalny
- Można prać w temperaturze 95°C
- Można suszyć w suszarce

Informacje:

Typ materaca: Piankowy

Wysokość: 17 cm

Materiał wykonania: Poliuretan (PU)

Wymiary: 198 x 90 cm

Wymiary: 198 cm x 90 cm x 17 cm

Gramatura: 215 g/m²

Przeznaczenie (stopień odleżyn wg EPUAP): Do III stopnia

Waga pacjenta: 30 kg - 150 kg

Waga pacjenta: 101-150 kg

Model: