

## Materac przeciwoodleżynowy pasywny Therapy

### Opis produktu:

Materac przeciwoodleżynowy pasywny - profilaktyka do II stopnia w skali EPUAP.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

#### Materac przeciwoodleżynowy pasywny Therapy

Materac Therapy zrobiony jest z pianki o dużej sprężystości w pokrowcu SANMED C460. Materiał ten spełnia wszelkie wymogi stawiane zasadniczym wyrobom medycznym różnego przeznaczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. oraz wymaganiami zawartymi w załączniku nr I Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych, wdrożonej Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 93 z 2004 r., poz. 896).

Dodatkową zaletą materiału jest jego paroprzepuszczalność i wodoszczelność. Sanmed C460 stosuje się do produkcji nieprzemakalnych, oddychających, antyodleżynowych pokrowców na materace dla służby zdrowia.

### Cechy charakterystyczne

- Rekomendowany dla osób z niskim ryzykiem odleżynowym
- Rekomendowany dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą stosować materacy zmiennociśnieniowych
- Zapobiega odleżynom do I stopnia włącznie

- Wycięta pianka umożliwia lepszą redystrybucję ciśnienia oraz cyrkulację powietrza
- Materac może być w pokrowcu z grubo plecionej bawełny lub materiału SANMED C460

## Dane techniczne

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Wymiary | 200 cm x 90 cm x 12 cm |
|---------|------------------------|

## Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Nie  
Rodzaj materaca: Pasywny  
Stopień odleżyn: I stopnia  
Stopień odleżyn: II stopnia  
Typ materaca: piankowy

## Opcje produktu:

Materace przeciwoleżynowe - pokrowiec: Z  
bawełny, Nieprzemakalny paroprzepuszczalny