


Materac przeciwodleżynowy pneumatyczny Vicair 415



Opis produktu:

Materac przeciwodleżynowy pasywny Vicair 415 - profilaktyka do IV stopnia w skali EPUAP.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Materac przeciwodleżynowy pneumatyczny Vicair 415

Materac przeciwodleżynowy Vicair 415 zapewnia optymalny komfort leżenia. Stosowany jest dla zapobiegania powstawania odleżyn oraz dla ich leczenia. Używany przy wysokim ryzyku do IV stadium w skali EPUAP.

Zapobieganie odleżynom, ulga w bólu, zmniejszenie poczucia zmęczenia - to tylko niektóre przykłady natychmiastowego działania materaca pneumatycznego Vicair 415. Konstrukcja materaca zapewnia optymalną redystrybucję ciśnienia, redukcję sił ścinających, optymalne zanurzenie i stabilne, wygodne pozycjonowanie. Nawet przy istniejących odleżynach w stadium I-IV skali EPUAP.

Materac Vicair 415 jest łatwy w utrzymaniu i gotowy do użycia zaraz po rozpakowaniu. Żadnych regulacji i ustawień. Materac wyposażony jest w wodoodporny paroprzepuszczalny pokrowiec. Można go stosować do każdego rodzaju ramy łóżka i ustawienia leża (np. pozycji kardiologicznej). Reanimacji można dokonywać na pacjencie bez użycia podstawy.

Wypełnione powietrzem komórki SmartCell sprawiają, że materac Vicair jest niezwykle lekki i stanowi doskonałą alternatywę dla materacy zmiennociśnieniowych z kompresorem. Żadnych

hałasów, żadnych źródeł zasilania energią i najwyższa skuteczność w profilaktyce przeciwodleżynowej - materac Vicair to doskonałe wsparcie w procesie leczenia odleżyn w stadium od I do IV.

Technologia SmartCells

- Optymalny komfort leżenia
- Optymalna redystrybucja ciśnienia
- Optymalny dla osób wrażliwych na ból
- Optymalny dla osób, które wymagają zwiększonej stabilizacji
- Zalecany w leczeniu odleżyn w najwyższym stopniu IV w skali EPUAP

Informacje:

Typ materaca: Zmiennociśnieniowy
Wysokość: 15 cm
Przeznaczenie (stopień odleżyn wg EPUAP): Do IV stopnia
Waga materaca: 10 kg
Waga pacjenta: Powyżej 200 kg
Waga pacjenta: 250 kg

Model: