

Materac przeciwoodleżynowy MAT X1

Opis produktu:

Materac zmiennociśnieniowy bąbelkowy MAT X1 do I stopnia zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej EPUAP.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Materac przeciwoodleżynowy zmiennociśnieniowy bąbelkowy MAT X1

MAT X1 to podstawowy materac zmiennociśnieniowy, skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do I stopnia. Zaleca się stosowanie materaca razem z dodatkowym matercem gąbkowym, tzw. podkładem. Dla lepszej stabilizacji materac wyposażony jest w zawinięty na pokładzie kołnier.

Informacje:

Typ materaca: Zmiennociśnieniowy
 Kolor: beżowy
 Materiał wykonania: PVC
 Wydajność: 6 l / min.
 Zakres ciśnienia: 25-100 mmHg
 Wymiary: 200 x 90 cm
 Wymiary: 200 cm x 90 cm x 6.5 cm
 Zasilanie: 8 W

Model:

Zasilanie: 220V / 50HZ

Bezpiecznik: 1.5 A - 250 V

Cykl pracy: 5 min. - 10 min.

Kod refundacji NFZ: P. 117

Przeznaczenie (stopień odleżyn wg EPUAP): Do I stopnia

Waga materaca: 2 kg

Waga pacjenta: 101-150 kg

Waga pacjenta: 125 kg