

Materac przeciwoodleżynowy MAT X2

Opis produktu:

Materac zmiennociśnieniowy rurowy MAT X2 do I stopnia zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej EPUAP.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Materac przeciwoodleżynowy rurowy MAT X2

MAX X2 to podstawowy materac zmiennociśnieniowy, niezwykle skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do I stopnia EPUAP/NPUAP. Zbudowany z 13 rurowych komór niewymiennych. Zaleca się stosowanie materaca razem z dodatkowym materacem gąbkowym. Dla lepszej stabilizacji materac został wyposażony w zawinięty na pokładzie kołnierz.

Informacje:

Typ materaca: Zmiennociśnieniowy
Kolor: niebieski
Materiał wykonania: PVC
Materiał wykonania: o dużej elastyczności
Wydajność: 6 l / min.
Zakres ciśnienia: 25-100 mmHg
Wymiary: 200 x 90 cm

Model:

Wymiary: 200 cm x 90 cm x 9 cm

Zasilanie: 220V / 50HZ

Zasilanie: 8 W

Bezpiecznik: 1.5 A - 250 V

Cykl pracy: 5 min. - 10 min.

Kod refundacji NFZ: P. 117

Przeznaczenie (stopień odleżyn wg EPUAP): Do I stopnia

Waga materaca: 2 kg

Waga pacjenta: 101-150 kg

Waga pacjenta: 150 kg