

Materac przeciwoleżynowy rurowy MAT X3

Opis produktu:

Materac zmiennociśnieniowy rurowy MAT X3 do II stopnia zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej EPUAP.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy MAT X3

MAT X3 to rurowy materac zmiennociśnieniowy. Jest on niezwykle skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do II stopnia EPUAP/NPUAP włącznie. Składa się z 18 wymiennych komór o wysokości 11,4 cm. Materac zaleca się stosować razem z dodatkowym materacem gąbkowym.

Informacje:

Typ materaca: Zmiennociśnieniowy
 Kolor: granatowy
 Materiał wykonania: Nylon-TPU
 Materiał wykonania: o dużej elastyczności
 Materiał wykonania: PVC
 Pokrowiec: Nylon
 Wydajność: 6 l / min.
 Zakres ciśnienia: 25-100 mmHg

Model:

Wymiary: 200 x 90 cm

Wymiary: 200 cm x 90 cm x 11.4 cm

Zasilanie: 220V / 50HZ

Zasilanie: 8 W

Bezpiecznik: 1.5 A - 250 V

Cykl pracy: 5 min. - 10 min.

Ilość komór: 18 wypinanych na klipsy

Kod refundacji NFZ: P. 117

Przeznaczenie (stopień odleżyn wg EPUAP): Do II stopnia

Waga materaca: 6.5 kg

Waga pacjenta: 130 kg

Waga pacjenta: 101-150 kg