

Materac przeciwoodleżynowy rurowy SmartLine Plus 5



Opis produktu:

Materac zmiennociśnieniowy rurowy SmartLine Plus 5 do III stopnia zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej EPUAP.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Materac przeciwoodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy SmartLine Plus 5

SmartLine Plus 5 to rurowy materiac zmiennociśnieniowy, niezwykle skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do III stopnia EPUAP/NPUAP włącznie. Materac składa się z 17 wymiennych komór wysokich na 13 cm. Zaleca się stosowanie materaca razem z dodatkowym matercem gąbkowym.

Cechy materaca

- mikrowentylacja
- paski mocujące i stabilizujące materac na ramie łóżka
- tryb statyczny
- funkcja transportowa
- funkcja poduszki
- zawór CPR
- pokrowiec z zamkiem błyskawicznym dookoła materaca

Cechy pompy

- czujnik ciśnienia
- alarm diodowy niskiego ciśnienia
- alarm awarii zasilania
- wyświetlacz LED wagi pacjenta
- kompresor membranowy

Informacje:

Typ materaca: Zmiennociśnieniowy
Kolor: granatowy
Wysokość: 13 cm
Materiał wykonania: Nylon-TPU
Pokrowiec: PU
Pokrowiec: Bi-elastyczny z PU (wodoszczelny
Pokrowiec: paroprzepuszczalny i antypoślizgowy)
Wydajność: 8 l / min.
Zakres ciśnienia: 20-55 mmHg
Wymiary: 200 x 88 cm
Wymiary: 200 cm x 88 cm x 13 cm
Zasilanie: 230V / 50HZ
Cykl pracy: 10 min.
Ilość komór: 17 wypinanych na klipsy (3
statyczne na wysokości głowy)
Kod refundacji NFZ: P. 117
Przeznaczenie (stopień odleżyn wg EPUAP): Do III
stopnia
Waga materaca: 3.8 kg
Waga materaca: 1.7 kg
Waga pacjenta: 151-200 kg
Waga pacjenta: 160 kg

Model: