

Materac przeciwoodleżynowy rurowy SmartLine Plus 8

Opis produktu:

Materac zmiennociśnieniowy rurowy SmartLine Plus 8 do IV stopnia zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej EPUAP.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Materac przeciwoodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy SmartLine Plus 8

SmartLine Plus 8 to rurowy materiac zmiennociśnieniowy, niezwykle skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia EPUAP/NPUAP łącznie. Pompa tego materaca wykorzystuje cyfrową technologię czujników ciśnienia, dzięki czemu pompa jest żywotna i cicho pracuje. Wyłącza się ona automatycznie w momencie osiągnięcia ustawionej wartości ciśnienia i załącza się ponownie w momencie zmiany cyklu lub ustawienia innej wartości ciśnienia.

Cechy materaca

- mikrowentylacja
- paski mocujące i stabilizujące materac na ramie łóżka
- tryb statyczny
- funkcja transportowa
- funkcja poduszki
- zawór CPR
- pokrowiec z zamkiem błyskawicznym dookoła materaca
- funkcja odciążająca pięty (5 szybkozłącznych zaworów w komorach pod piętami)

Cechy pompy

- czujnik ciśnienia
- alarm diodowy niskiego ciśnienia
- alarm awarii zasilania
- wyświetlacz LED wagi pacjenta

- kompresor membranowy

Informacje:

Typ materaca: Zmiennociśnieniowy
Kolor: granatowy
Wysokość: 20 cm
Materiał wykonania: Nylon-TPU
Materiał wykonania: bardzo wytrzymały
Nylon/PVC 840D
Pokrowiec: PU
Pokrowiec: Bi-elastyczny z PU (wodoszczelny
Pokrowiec: paroprzepuszczalny i antypoślizgowy)
Wydajność: 8.5-9 l / min.
Zakres ciśnienia: 20-55 mmHg
Wymiary: 200 x 90 cm
Wymiary: 200 cm x 90 cm x 20 cm
Zasilanie: 230V / 50HZ
Cykl pracy: 10 min.
Ilość komór: 20 wypinanych na klipsy (3
statyczne na wysokości głowy)
Kod refundacji NFZ: P. 117
Materiał podstawy: bardzo wytrzymały Nylon/PVC
840D
Przeznaczenie (stopień odleżyn wg EPUAP): Do IV
stopnia
Waga materaca: 7.3 kg
Waga pacjenta: 151-200 kg
Waga pacjenta: 200 kg

Model: