

Materac przeciwoodleżynowy rurowy ASX Basic

Opis produktu:

Materac zmiennociśnieniowy rurowy ASX Basic do II stopnia zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej EPUAP.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Materac przeciwoodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy ASX Basic

ASX Basic to wysokiej klasy materac zmiennociśnieniowy rurowy. Skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do II stopnia włącznie.

Cechy materaca

- komory z mikroperforacją
- przewód powietrza PVC z wbudowanymi wew. zabezpieczeniami przed zgięciem (z zaworem bezpieczeństwa podczas transportu)
- zawór reanimacyjny CPR
- funkcja transportowa

Informacje:

Typ materaca: Zmiennociśnieniowy
 Wysokość: 14 cm
 Materiał wykonania: Nylon-TPU
 Pokrowiec: PU
 Pokrowiec: Nylon
 Wymiary: 200 x 90 cm
 Wymiary: 200 cm x 80/90 cm x 14 cm
 Wymiary: 300 x 190 x 120 mm

Model:

Cykl pracy: zmienny cykl pracy (10 min)

Ilość komór: 3 statyczne komory głowy

Ilość komór: 18 komór dynamicznych

Kod refundacji NFZ: P. 117

Przeznaczenie (stopień odleżyn wg EPUAP): Do II stopnia

Waga materaca: 4 kg

Waga pacjenta: 101-150 kg

Waga pacjenta: 130 kg