

## Materac przeciwoodleżynowy rurowy ASX

### Opis produktu:

Materac zmiennociśnieniowy rurowy ASX do III stopnia zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej EPUAP.



### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

## Materac przeciwoodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy ASX

ASX to wysokiej jakości materac zmiennociśnieniowy rurowy, bardzo skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do III stopnia włącznie. Poszczególne komory, z których osiem jest mikroperforowana, wykonane są z nylonu/PU. Pokrowiec jest bi-elastyczny, wykonany z PU i zamykany na zamek błyskawiczny. Ponadto został wyposażony w podwójne dno, pozwalające wstawienie materaca tzw. bazowego z pianki do grubości 5 cm. Funkcja ta chroni materac gabkowy przed zabrudzeniem.

### Cechy materaca

- komory z mikroperforacją
- przewód powietrza PVC z wbudowanymi wew. zabezpieczeniami przed zgięciem (z zaworem bezpieczeństwa podczas transportu)
- zawór reanimacyjny CPR
- funkcja transportowa

### Informacje:

Typ materaca: Zmiennociśnieniowy  
Wysokość: 14 cm  
Materiał wykonania: Nylon-TPU  
Pokrowiec: Bi-elastyczny z poliuretanu PES

### Model:

Wymiary: 200 x 90 cm

Wymiary: 200 cm x 80/90 cm x 14 cm

Wymiary: 300 x 190 x 120 mm

Cykl pracy: zmienny cykl pracy (10 min)

Ilość komór: 3 statyczne komory głowy

Ilość komór: 18 komór

Kod refundacji NFZ: P. 117

Przeznaczenie (stopień odleżyn wg EPUAP): Do III stopnia włącznie

Przeznaczenie (stopień odleżyn wg EPUAP): Do IV stopnia

Waga materaca: 5.6 kg

Waga pacjenta: 151-200 kg

Waga pacjenta: 140 kg