

Materac przeciwoodleżynowy rurowy ASX Digital

Opis produktu:

Materac zmiennociśnieniowy rurowy ASX Digital do IV stopnia zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej EPUAP.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Materac przeciwoodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy ASX Digital

ASX to wysokiej jakości materac zmiennociśnieniowy rurowy, niezwykle skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie. Poszczególne komory, z których siedem jest wentylowanych, wykonane są z wysokiej jakości nylonu z powłoką poliuretanową. Pokrowiec jest bi-elastyczny, wykonany z PU i zamykany na zamek błyskawiczny. Ponadto został wyposażony w podwójne dno, pozwalające wstawienie materaca tzw. bazowego z pianki do grubości 4 cm. Funkcja ta chroni materac gąbkowy przed zabrudzeniem.

Cechy materaca

- przewód powietrza PVC z wbudowanymi wew. zabezpieczeniami przed zgięciem (z zaworem bezpieczeństwa podczas transportu)
- zawór reanimacyjny CPR
- funkcja transportowa

Informacje:

Typ materaca: Zmiennociśnieniowy
Wysokość: 17 cm
Materiał wykonania: Nylon-TPU
Pokrowiec: Bi-elastyczny z poliuretanu PES
Wymiary: 200 x 90 cm

Model:

Wymiary: 300 x 190 x 120 mm

Wymiary: 200 cm x 90 cm x 17 cm

Cykl pracy: zmienny cykl pracy (10 min)

Ilość komór: 3 statyczne komory głowy

Ilość komór: 18 komór

Ilość komór: 7 komór wentylowanych

Kod refundacji NFZ: P. 117

Przeznaczenie (stopień odleżyn wg EPUAP): Do IV stopnia

Waga materaca: 11.6 kg

Waga pacjenta: 151-200 kg

Waga pacjenta: 180 kg