



Szyna CPM - Spectra XL dla pacjentów bariatrycznych

Opis produktu:

Spectra XL to szyna CPM przeznaczona dla pacjentów bariatrycznych. Kinetec Spectra XL stosowana jest podczas rehabilitacji stawu kolanowego oraz biodrowego

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Szyna CPM - Spectra XL

Spectra XL przeznaczona jest dla pacjentów bariatrycznych. Szyna CPM wyposażona jest w szeroką podstawę (32 cm), która może pracować z pacjentami do 227 kg.

Cechy charakterystyczne:

- Podstawa jezdna o szerokości 32 cm
- Możliwość rehabilitacji pacjentów do 227 kg
- Obsługa technologii USB Kinetec Data Capture™
- ROM od -10° do 120°

Szeroki zakres funkcji sterowanych za pomocą pilota:

Kinetec Spectra XL ma szeroki zakres funkcji, które sterowane są za pomocą cyfrowego pilota. Funkcje obejmują prędkość, pamięć ROM, siłę, przerwę w rozciąganiu/zginaniu, programator (timer), rozgrzewkę i synchronizację sesji.

Dane techniczne:

Waga [kg]:	13 kg
Wymiary szyny [cm]:	95 x 37 x 33
Regulacja [°]:	-10 do 120°
Prędkość:	od 60 do 170 ° na minutę
Maksymalna waga użytkownika [kg]:	227
Zasilanie:	100-240 V~

Informacje:

Model: