

Balkonik czterokołowy 286B

Opis produktu:

Stalowy balkonik 286B z czterema kołami wyposażony w koszyk na zakupy.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Balkonik czterokołowy stalowy 286B

Stalowy balkonik 286B do bezpiecznego i komfortowego przemieszczania się. Odpowiednio duży rozmiar kół przednich umożliwia w łatwy sposób pokonywanie różnej wysokości krawężników i progów.

Cechy balkonika

- półka do siedzenia
- tacka
- uchwyty ergonomiczne
- regulacja wysokości rączek
- koszyk na zakupy

Dane techniczne

Szerokość	600 mm
Szerokość złożonego balkonika	270 mm
Wysokość	780-990 mm
Długość	680 mm
Waga	9,85 kg
Maksymalne obciążenie	130 kg

Dopuszczalne odchylenia rozmiarów (± 15 mm, 1,5 kg).

Gwarancja

Gwarancja wynosi **2 lata** (z wyłączeniem elementów wykonanych z materiałów zużywających się w wyniku naturalnego eksploataowania sprzętu).

Informacje:

Model: