



Balkonik czterokołowy 266 z podparciem pod pachy

Opis produktu:

Składany balkonik o wadze 12,7 kg, wytrzymujący do 100 kg obciążenia.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Balkonik czterokołowy 266 z podparciem pod pachy

Cechy balkonika

- Konstrukcja składana
- Dwa kółka wyposażone w hamulce
- W standardzie bez siedziska

Dane techniczne

Szerokość	290-890 mm
Szerokość siedziska	580 mm
Wysokość	1080-1520 mm
Wysokość siedziska	560 mm
Długość	750 mm
Waga	12,7 kg
Maksymalne obciążenie	100 kg

Dopuszczalne odchylenia rozmiarów (± 15 mm, 1,5 kg).

Gwarancja

Gwarancja wynosi **2 lata** (z wyłączeniem elementów wykonanych z materiałów zużywających się w wyniku naturalnego eksploataowania sprzętu).

Informacje:

Model: