

Balkonik czterokołowy 276 z podparciem pod łokcie



Opis produktu:

Czterokołowy balkonik z miękkim siedzeniem, oparciem na plecy i wysuwaną tacką z pod siedzenia. Wytrzymuje obciążenie do 120 kg.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Balkonik czterokołowy 276 z podparciem pod łokcie

Cechy balkonika

- Wysuwana, wyciągana tacka z pod siedzenia, którą można położyć na koszyku
- Oparcie pleców
- Otapicerowane miękkie siedzisko polepszające komfort siedzenia
- Uchwyty ergonomiczne
- Dodatkowy uchwyt, stanowiący również oparcie dla osoby siedzącej
- Regulacja wysokości podparć z blokadą dociskową
- Widelki plastikowe zmniejszające wagę balkonika

Dane techniczne

Szerokość	630 mm
Szerokość siedziska	440 mm
Wysokość	1030-1150 mm
Długość	760 mm
Waga	11 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg

Dopuszczalne odchylenia rozmiarów (± 15 mm, 1,5 kg).

Gwarancja

Gwarancja wynosi **2 lata** (z wyłączeniem elementów wykonanych z materiałów zużywających się w wyniku naturalnego eksploataowania sprzętu).

Informacje:

Model: