

Laska inwalidzka typu trójnóg ZOE

Opis produktu:

Lekka laska inwalidzka typu trójnóg dla osób mających problem z utrzymaniem równowagi. Laska ułatwia poruszanie się i utrzymanie pionu. Regulacja wysokości umożliwia dopasowanie do wzrostu użytkownika (zakres od 750 mm do 980 mm).



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Laska inwalidzka typu trójnóg ZOE

Aluminiowy trójnóg przeznaczony głównie dla osób po urazach kończyn dolnych, mających problem z utrzymaniem równowagi i dla osób starszych. Trójnóg ułatwia poruszanie się oraz utrzymanie prawidłowego pionu, odciążając przy tym kończyny dolne.

Wysokość	750-980 mm
Waga	0,6 kg
Maksymalne obciążenie	130 kg

Informacje:

Wysokość: 750-980 mm
Dopuszczalne obciążenie: 130 kg

Model: