



Wózek inwalidzki składany BOBBY EVO

Opis produktu:

Lekki i łatwy w składaniu wózek transportowy, idealny do używania w szpitalach czy do transportu. Wymaga minimum konserwacji i świetnie nadaje się do trzymania w małych pomieszczeniach.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Wózek inwalidzki składany BOBBY EVO

BOBBY EVO to lekki, kompaktowy i łatwy w składaniu wózek. Idealny do używania w szpitalach, na lotniskach, do transportu z punktu A do punktu B. Wymagający minimum konserwacji, świetnie nadaje się do przetrzymywania w małych pomieszczeniach.

- Składany
- Hamulce dla osoby towarzyszącej
- Miękkie podłokietniki
- Płyty podnóżka z regulowanym kątem
- Pas zabezpieczający przed zsuwaniem się
- Stopka do przechylania wózka
- Kieszonka na oparciu
- Łamane oparcie
- Uchwyty po obu stronach siedziska służące do przenoszenia wózka

Dane techniczne

Długość całkowita **Szerokość całkowita** **Szerokość po złożeniu** **Szerokość dziska** **Wysokość dziska** **Głębokość siedziska** **Wysokość oparcia** **Wysokość łokcia** **Odległość między osiami** **Maksymalny promień skrętu** **Waga całkowita** **Maks. waga użytkownika**

1010 mm	490 mm	260 mm	420 mm	490 mm	420 mm	440 mm	200 mm	390-420 mm	10°	1500 mm	9,6 kg	115 kg
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------------	-----	---------	--------	--------

Nazwa	BOBBY EVO
Kod refundacji NFZ	P. 127

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak

Model:

Szerokość wózka inwalidzkiego: 42 cm / 49 cm, 48 cm / 55 cm