



Wózek inwalidzki ręczny V100

Opis produktu:

Stalowy wózek V100 umożliwiający zmianę podstawowych parametrów.

- 3 wysokości siedziska od podłoża
- 2 głębokości siedziska
- 3 wysokości podparcia pod łokieć
- 3 głębokości podparcia pod łokieć

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Wózek inwalidzki ręczny V100

Stalowy wózek ręczny V100 z konstrukcją umożliwiającą zmianę takich parametrów jak głębokość siedziska, wysokość siedziska czy wysokość i głębokość podparcia pod łokieć. Wózek wytrzymuje obciążenie do 130 kg.

Dane techniczne

Długość całkowita **Szerokość całkowita** **Szerokość po osi** **Szerokość siedziska** **Wysokość siedziska** **Głębokość siedziska** **Wysokość oparcia** **Wysokość łokcia** **Odległość między kółkami** **Maksymalny promień skrętu** **Waga całkowita** **Maks. waga użytkownika**

1010 mm	570 mm	300 mm	390 mm	480-540 mm	430-450 mm	420 mm	220-240 mm	350-465 mm	7°	1500 mm	18 kg	130 kg
	600 mm		420 mm									
	620 mm		440 mm									
	640 mm		460 mm									
	660 mm		480 mm									
	680 mm		500 mm									

Nazwa

Wózek ręczny V100

Kod refundacji NFZ	P. 127
---------------------------	--------

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak

Model:

Szerokość wózka inwalidzkiego: 39 cm / 57 cm,
42 cm / 60 cm, 44 cm / 62 cm, 46 cm / 64 cm, 48
cm / 66 cm, 50 cm / 68 cm