



Hipoalergiczny żel klejąco-przewodzący Tensive 50g

Opis produktu:

Żel klejąco-przewodzący Tensive jest zalecany do wszystkich zabiegów elektromedycznych (z wyjątkiem defibrylacji), w tym TENS, EKG, EEG i innych zabiegów elektromedycznych. Tensive jest środkiem niesterylnym, niepalnym, bezzapachowym i bakteriostatycznym.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Hipoalergiczny żel klejąco-przewodzący Tensive 50g

Cechy produktu

- Natychmiastowe przewodzenie
- Niepalny
- Bez zapachu rozpuszczalnika
- Hipoalergiczny
- Bakteriostatyczny
- Niedrażniący
- Tubka 50g

Informacje:

Przeznaczenie: EMG

Przeznaczenie: EEG

Przeznaczenie: TENS

Rodzaj preparatu: Przewodzący

Rodzaj preparatu: Klejący

Konsystencja: Żel

Pojemność: 50 gram

Klasyfikacja: produkt medyczny

Model: