

Wózek inwalidzki Eclips XXL



Opis produktu:

Wózek inwalidzki Eclips XXL to manualny model o konstrukcji opartej na podwójnym krzyżaku, przeznaczony do opieki nad pacjentami bariatrycznymi o masie ciała do 200 kg. Wyposażenie w anatomiczną tapicerkę poprawia rozkład nacisku na tkanki, co wspomaga profilaktykę powikłań skórnych u osób długotrwale przebywających w pozycji siedzącej. Zastosowanie całkowicie wypinanych podłokietników ułatwia personelowi medycznemu transfer chorego, natomiast wzmocnione koła tylne pozwalają na stabilne i płynne prowadzenie wózka przy maksymalnym obciążeniu.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Wózek inwalidzki Eclips XXL

Eclips XXL to manualny wózek ze stopów lekkich o konstrukcji opartej na podwójnym krzyżaku, przeznaczony dla osób ważących do 200 kg.

W standardowym wyposażeniu wózka znajduje się anatomiczne siedzenie i oparcie oraz odchylane podnóżki.

Anatomiczna tapicerka

Zastosowanie anatomicznej tapicerki siedziska i oparcia poprawia rozłożenie nacisku, co zwiększa wygodę podczas dłuższego siedzenia.

Wypinane podłokietniki

Podłokietniki można odchylić oraz całkowicie wypiąć z konstrukcji, co ułatwia transfery i wykonywanie czynności dnia codziennego.

Regulowane podnóżki

Jednopłytkowe podnóżki są montowane w systemie szybkiego demontażu. Pozwala to na ich łatwe zdjęcie i ustawienie zgodnie z potrzebami użytkownika.

Wzmacniane koła tylne

Koła tylne zostały przystosowane do przewożenia osób o wysokiej wadze. Dzięki temu jazda pozostaje płynna, stabilna i bezpieczna, nawet przy dużym obciążeniu.

Możliwość dodatkowego doposażenia

Wózek można rozbudować o szereg opcji zwiększających kontrolę i bezpieczeństwo podczas przewożenia cięższego użytkownika. Dostępny jest między innymi hamulec bębnowy dla osoby towarzyszącej. Rozwiązanie to podnosi komfort prowadzenia wózka w terenie (np. na stromych odcinkach i zjazdach), ułatwiając opiekunowi kontrolę nad prędkością i stabilnością pojazdu.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Długość całkowita	1140 mm
Szerokość całkowita	850 mm / 900 mm / 950 mm / 1000 mm
Szerokość po złożeniu	375 mm
Szerokość siedziska	600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm
Wysokość siedziska	530 mm
Głębokość siedziska	530 mm / 540 mm / 550 mm / 560 mm
Wysokość oparcia	620 mm
Wysokość podłokietnika	200 mm
Odległość podnózek-siedzisko	415-510 mm
Promień skrętu	1743 mm
Waga całkowita	~40 kg
Maksymalna waga użytkownika	200 kg

Informacje:

Model:

Szerokość wózka inwalidzkiego: 60 cm / 85 cm, 65 cm / 90 cm, 70 cm / 95 cm, 75 cm / 100 cm

Hamulec bębnowy: nie, tak