



Podwieszka toaletowa z wysokim podparciem pleców z mocowaniem na pętle

Opis produktu:

Podwieszka toaletowa z wysokim podparciem pleców do podnośników Meden Inmed przeznaczona jest do transportu pacjenta do toalety, a także kąpieli w pełnym podwieszeniu. Podwieszka toaletowa posiada solidne i wyższe niż standardowe oparcie pleców, co zapewnia dodatkową stabilność i wsparcie dla pacjentów.

Podwieszki mogą różnić się wariantami kolorystycznymi.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podwieszka toaletowa z wysokim podparciem pleców do podnośników Meden-Inmed

Podwieszki mocowane są do zawiesia podnośnika, dzięki czemu możliwe jest przetransportowanie pacjenta w pełnym podwieszeniu. Podwieszki występują w różnych rozmiarach i formach z myślą o zapewnieniu maksymalnej funkcjonalności, bezpieczeństwa i komfortu.

Aby prawidłowo dobrać podwieszkę do potrzeb pacjenta konieczne jest aby przede wszystkim określić wymagany stopień podparcia tułowia i głowy. Pacjenci o słabszej stabilności tułowia i głowy potrzebują wysoko zabudowanej podwieszki. Dostępne są specjalistyczne modele podwieszek, które umożliwiają transport osób po amputacji nóg lub pacjentów bariatrycznych. Warto zwrócić także uwagę na zapięcie podwieszki, tak aby była ona kompatybilna z zawiesiem. Dodatkowo niezbędne jest, aby dobrać podwieszkę o odpowiednim rozmiarze z wymaganą maksymalną masą udźwigu.

Podwieszka toaletowa z wysokim podparciem pleców

Toileting Sling high 25090

Podwieszka toaletowa z wysokim podparciem pleców ma wzmocnioną część dla dodatkowego podparcia pleców, a także wyściółkę pod pachami dla większego komfortu. Podwieszka toaletowa z wysokim podparciem pleców ma wyściełane i regulowane podparcie szyi, które zapewnia dodatkową stabilność. Szeroka przegroda części nóg sprawia, że aplikacja podwieszki jest szybka i prosta oraz umożliwia ubieranie się i rozbieranie podczas toalety lub kąpieli. Pionowa pozycja siedząca chusty ułatwia przenoszenie do i z toalety.

- Wysoki model z podzielonymi częściami nóg,
- Wzmocniony tył,
- Odpowiedni dla pacjentów ze słabą stabilnością tułowia,
- Wyprostowana pozycja siedząca,
- Materiał z siatki poliestrowej,
- Maksymalne obciążenie 250 kg.

Informacje:

Sposób mocowania: Pętle

Model:

Podnośniki rozmiary podwieszek: S, M, L, XL