



Bieżnia treningowa Greace Gr1 LED Gymost

Opis produktu:

Bieżnia Greace Gr1 - najbardziej uniwersalne narzędzie treningowe dla m.in.:

- małych klubów fitness
- przychodni rehabilitacyjnych
- hoteli, uzdrowisk
- wymagających użytkowników domowych

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Bieżnia treningowa Greace Gr1 LED Gymost

Dzięki zastosowaniu bezszczotkowego silnika typu AC, o mocy aż 4KM, bieżnia Greace Gr1 jest w zasadzie bezusterkowa i odporna na pracę pod dużym obciążeniem i w długim wymiarze czasowym. Takie rozwiązanie jest odpowiednie również do celów rehabilitacyjnych, np. przy długotrwałym chodzie.

Atrakcyjny design, solidne wykończenie i wysoka jakość zastosowanych materiałów czyni bieżnię Greace Gr1 najbardziej atrakcyjnym rozwiązaniem na rynku, oferując najlepszy stosunek ceny do jakości.

Dane techniczne

Silnik (moc ciągła)	AC 4KM
Sposób użytkowania	Zastosowanie komercyjne
Typ silnika AC/DC	AC

Prędkość	1 - 22 km/h
Kąt nachylenia	0% - 15%
Wyświetlacz	7 okienek LED
Funkcje	Czas, Dystans, Kalorie, Puls, Prędkość, Kąt nachylenia
Programy	36 programów treningowych P01-P36, Program Użytkownika U01-U03, HRC, BMI
Puls	Pomiar pulsu za pomocą czujników pomiaru tętna na uchwytach oraz telemetrycznie za pomocą opaski na klatkę piersiową
Inne	Przyciski szybkiego wyboru prędkości oraz kąta nachylenia, uchwyty na bidony, kółka transportowe
Gwarancja	24 miesiące

Wymiary

Grubość pasa	2,2 mm
Powierzchnia biegowa	56 x 155 cm
Wymiary	216 x 88 x 153,5 cm
Waga	165 kg
Maksymalna waga użytkownika	180 kg

Informacje:

Model: