



Orbitrek elektromagnetyczny Luce E20 LED Gymost

Opis produktu:

Orbitrek Luce E20 to idealne narzędzie treningowe dla m.in:

- klubów fitness
- przychodni rehabilitacyjnych
- hoteli
- szpitali
- uzdrowisk
- wymagających użytkowników domowych

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Orbitrek elektromagnetyczny Luce E20 LED Gymost

Przełomowa na rynku funkcja regulacji nachylenia kroku, symulująca podejście pod górę, atrakcyjny design, solidne wykończenie i wysoka jakość zastosowanych materiałów oraz bogate oprogramowanie, a do tego duże ponadstandardowe wymiary, czynią ten orbitrek idealnym rozwiązaniem dla profesjonalnego treningu i wszelkich komercyjnych zastosowań.

Dane techniczne

Sposób użytkowania	Zastosowanie komercyjne
Koło zamachowe	9 kg
Poziomy oporu	32
Napęd	Pas Poly-V
Długość kroku	50 cm

Wyświetlacz	LED
Funkcje	Czas, Dystans, Kalorie, Puls, Prędkość, RPM, Watt, Poziom oporu
Programy	12 programów treningowych, Program Użytkownika, HRC, Body Fat, Test Recovery
Puls	Pomiar pulsu za pomocą czujników pomiaru tętna na uchwytach
Inne	Nawiew, kółka transportowe, uchwyt na bidon
Gwarancja	24 miesiące
Wymiary	
Wymiary	214 x 66 x 174 cm
Waga	112 kg
Maksymalna waga użytkownika	150 kg

Informacje:

Rodzaj: elektromagnetyczny
Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Opcje produktu: