



Orbitrek elektromagnetyczny Turbo E12 LED Gymost

Opis produktu:

Orbitrek TURBO E12 to idealne narzędzie treningowe dla m.in:

- klubów fitness
- przychodni rehabilitacyjnych
- hoteli
- szpitali
- uzdrowisk
- wymagających użytkowników domowych

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Orbitrek elektromagnetyczny Turbo E12 LED Gymost

Przełomowa na rynku funkcja regulacji nachylenia kroku, symulująca podejście pod górę, atrakcyjny design, solidne wykończenie i wysoka jakość zastosowanych materiałów oraz bogate oprogramowanie, a do tego duże ponadstandardowe wymiary, czynią ten orbitrek idealnym rozwiązaniem dla profesjonalnego treningu i wszelkich komercyjnych zastosowań.

Dane techniczne

Sposób użytkowania	Zastosowanie komercyjne	
Koło zamachowe	12 kg	
Poziomy oporu	24	
Regulacja kąta nachylenia	Tak, zakres 1-15	
Napęd	Pas Poly-V	

Długość kroku	53,4 cm
Wyświetlacz	LED
Funkcje	Czas, Dystans, Kalorie, Puls, Prędkość, Watt, Poziom oporu
Programy	12 programów treningowych, Program Użytkownika, HRC, Body Fat, Test Recovery
Puls	Pomiar pulsu za pomocą czujników pomiaru tętna na uchwytach
Inne	Nawiew, kółka transportowe, uchwyt na bidon, MP3
Gwarancja	24 miesiące
Wymiary	
Wymiary	215 x 77 x 194 cm
Waga	139,5 kg
Maksymalna waga użytkownika	150 kg

Informacje:

Rodzaj: elektromagnetyczny
Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Model: