



Rower treningowy elektromagnetyczny Turbo B11 LED Gymost

Opis produktu:

Rower Turbo B11 LED jest idealnym narzędziem treningowym dla m.in:

- dużych klubów fitness
- przychodni rehabilitacyjnych
- hoteli
- szpitali
- uzdrowisk
- wymagających użytkowników domowych

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Rower treningowy elektromagnetyczny Turbo B11 LED Gymost

Atrakcyjny design, solidne wykończenie i wysoka jakość zastosowanych materiałów oraz bogate oprogramowanie, do tego duże ponadstandardowe wymiary, czynią ten rower idealnym rozwiązaniem dla profesjonalnego treningu i wszelkich komercyjnych zastosowań.

Dane techniczne

Sposób użytkowania	Zastosowanie komercyjne
Koło zamachowe	15 kg
Poziomy oporu	20
System oporu	Generator prądotwórczy
Napęd	Pas Poly-V

Regulacja siodełka	W pionie i poziomie
Wyświetlacz	LED
Funkcje	Czas, Dystans, Kalorie, Puls, Prędkość, RPM, Watt, Poziom oporu
Programy	12 programów treningowych, Program Użytkownika, HRC, Body Fat, Test Recovery
Puls	Pomiar pulsu za pomocą czujników pomiaru tętna na uchwytach
Inne	Nawiew, kółka transportowe, uchwyt na bidon, MP3, samopoziomujące pedały z regulowanymi paskami
Gwarancja	24 miesiące
Wymiary	
Wymiary	120 x 59 x 151 cm
Waga	62 kg
Maksymalna waga użytkownika	150 kg

Informacje:

Typ: inny
 Rodzaj: elektromagnetyczny
 Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Opcje produktu: