

Podwieszka pionizująca do podnośnika Verteo Meden-Inmed



Opis produktu:

Podwieszka pionizująca do podnośników Meden Inmed przeznaczona jest do stabilizacji pacjenta w podnośniku pionizującym Verteo.

Podwieszki mogą różnić się wariantami kolorystycznymi.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podwieszka pionizująca Back Belt do podnośnika Verteo Meden-Inmed

Podwieszka pionizująca przeznaczona jest do stabilizacji i podtrzymania pacjenta w podnośnikach, które służą do transportu pacjentów w pozycji siedzącej. Podwieszka mocowana jest w systemie e-clip, który zapewnia bezpieczeństwo i komfort.

- Bezpieczna i wygodna,
- Pozwala na zachowanie ergonomicznego wzorca ruchu,
- Odpowiedni dla pacjentów o słabej stabilności kończyn dolnych i rdzenia, z dobrą stabilnością głowy.

Informacje:

Sposób mocowania: Klipsy

Model:

Podnośniki rozmiary podwieszek: S, M, L, XL