

Podwieszka pozycjonująca NSB-401-ST do podnośników Meden-Inmed



Opis produktu:

Podwieszka pozycjonująca NSB-401-ST do podnośników Meden Inmed przeznaczona jest do transportu pacjentów w pełnym podwieszeniu pozycji leżącej. Przeznaczona do stosowania z zawieszami czteropunktowymi.

Podwieszki mogą różnić się wariantami kolorystycznymi.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Podwieszka pozycjonująca do podnośników Meden-Inmed

Podwieszka pozycjonująca pozwala na transport w pozycji leżącej pacjentów bezwładnych, którzy nie są w stanie samodzielnie podtrzymywać i kontrolować ciała. Podwieszka wykonana jest z materiału nie powodującego uszkodzeń skóry przy długotrwałym kontakcie. Do zastosowania jedynie z zawieszami czteropunktowymi.

- Podwieszka do obracania i zmiany pozycji pacjentów,
- Materiał zapewniający przepływ powietrza,
- Idealne dla oddziałów opieki krytycznej, pacjentów bez stabilizacji ciała i głowy,
- 8 wzmocnionych pasów (6 na ciało, 2 na głowę),

Informacje:

Sposób mocowania: Pętla

Model: