

Termometr iXellence® Temp IT



Opis produktu:

Termometr bezdotykowy **iXellence® TEMP IT** do pomiaru temperatury ciała, otoczenia oraz powierzchni. Urządzenie wykorzystuje podczerwień, co zapewnia **szybki i dokładny wynik**. Technologia **Bluetooth** umożliwia transmisję danych do aplikacji „**Zdrowiej**” na smartfonie lub tablecie. Aplikacja pozwala na **archiwizację i monitoring** danych z trzech różnych urządzeń: termometru, ciśnieniomierza i glukometru. Termometr **iXellence® TEMP IT** uzyskał pozytywną opinię **Instytutu Matki i Dziecka** oraz certyfikat **TÜV Rheinland**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Termometr iXellence Temp It

Charakterystyka:

Termometr **iXellence® Temp It** jest stworzony zarówno do pomiaru temperatury **ciała, otoczenia** oraz **powierzchni**. Termometr wykorzystuje metodę pomiaru na podczerwień, dzięki czemu osiąga szybki i dokładny wynik. Kolejną zaletą termometru jest jego **czytelny wyświetlacz**. Dzięki niemu odczyt temperatury nie stanowi problemu nawet w nocy, przy zgaszonym świetle. Termometr **iXellence® Temp It** jest wyposażony w technologię **Bluetooth**. Połączenie termometru z tabletem lub smartfonem umożliwia transmisję danych do aplikacji "**Zdrowiej**". Pozwala to na archiwizację, przeglądanie i porównywanie danych z różnych urządzeń marki **Genexo**:

- termometru,
- ciśnieniomierza,
- glukometru.

Aplikacja do pobrania z **App Store** oraz **Google Play**.

Właściwości:

- **Wbudowany moduł Bluetooth** - transmisja danych, analiza i przechowywanie historii odczytów w aplikacji "**Zdrowiej**".
- **Uniwersalny, bezkontaktowy** - mierzenie temperatury ciała, otoczenia, powierzchni.
- **Dokładny, szybki** - dzięki technologii podczerwieni, dokładny pomiar jest dostępny w 1 sekundę.
- **Historia pomiarów** - wbudowana pamięć przechowuje do 30 pomiarów.
- **Ośłona sondy** - zapobiega uszkodzeniom.
- **Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka**
- **5 lat gwarancji Door to Door** - pełne wsparcie i komfort użytkowania.
- **Certyfikat TÜV Rheinland** - gwarancja jakości i bezpieczeństwa.

Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka

Zestaw iXellence® Temp It zawiera:

- Termometr.
- Zestaw 2 baterii AA.
- Instrukcję obsługi.
- Kartę gwarancyjną.

Gwarancja Door to Door

Gwarancja door-to-door - co to jest?

Gwarancja **door-to-door**, czyli gwarancja od drzwi do drzwi, jest rodzajem gwarancji, w której producent lub dystrybutor zobowiązuje się do wykonania bezpłatnej usługi gwarancyjnej, obejmującej naprawę awarii sprzętu, znajdującego się pod wskazanym przez klienta adresem. Koszty transportu i wszystkie formalności leżą po stronie producenta.

Kiedy można korzystać z gwarancji door-to-door i jakie są jej korzyści?

Gwarancja **door-to-door** dotyczy jedynie sprzętu, na który została wystawiona gwarancja D2D. Informacja o tym, czy towar jest objęty tym rodzajem gwarancji, znajduje w dokumencie gwarancyjnym, na stronie internetowej producenta oraz na oznaczeniu produktu. Zaletą tego typu gwarancji jest przede wszystkim wygoda i komfort klienta, w którego kwestii leży jedynie złożenie zgłoszenia i odpowiednie zapakowanie sprzętu do transportu.

Gwarancja door-to-door - jak przebiega procedura?

1. Złożenie zgłoszenia przez klienta za pomocą formularza na stronie internetowej, mailowo lub telefonicznie.
2. Ustalenie terminu odbioru sprzętu znajdującego się pod wskazanym przez klienta adresem.
3. Odbiór sprzętu przez kuriera lub w niektórych przypadkach wykwalifikowanego serwisanta.
4. Naprawa sprzętu przez serwis producenta lub jego wymiana i uzupełnienie wszystkich formalności.
5. Dostarczenie za pomocą firmy kurierskiej naprawionego sprzętu na adres wskazany przez klienta.

Zobacz prezentację produktu:

Źródło zasilania::	2 baterie alkaliczne 1,5V (AA)
Wymiary [mm]:	150 x 48,48 x 55,16
Waga [g]:	75,g bez baterii
Żywotność baterii:	3000 pomiarów
Wyświetlany zakres pomiarów:	• czoło: od 22°C do 44°C; • powierzchnia: od 0°C do 100°C; • pomieszczenie: od 10°C do 40°C.
Warunki robocze:	temperatura od 10°C do 40°C, od 30 do 85% wilgotności względnej, od 700 hPa do 1060 hPa ciśnienia atmosferycznego.
Pamięć:	30 pomiarów

Informacje:

Kategoria: Termometry
Urządzenie: Termometr

Model: