

Termometr iXellence Temp TriColor



Opis produktu:

Termometr **iXellence® TEMP TriColor** to szybkie i dokładne urządzenie służące do bezinwazyjnego pomiaru temperatury ciała oraz powierzchni. Pomiar dzięki technologii podczerwieni trwa zaledwie **sekundę**. Urządzenie jest wyposażone w **kolorowy wyświetlacz**, który po wykryciu gorączki zmienia kolor na czerwony i wyświetla symbol ostrzegawczy. Termometr posiada wbudowaną pamięć **30 pomiarów**. **iXellence® TEMP TriColor** uzyskał pozytywną opinię **Instytutu Matki i Dziecka** oraz certyfikat **TÜV Rheinland**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Termometr iXellence® Temp TriColor

Charakterystyka:

Termometr **iXellence® Temp TriColor** jest stworzony zarówno do pomiaru temperatury **ciała**, jak i **powierzchni**. Dzięki pomiarowi na podczerwień, termometr osiąga szybki i dokładny wynik. **iXellence® Temp TriColor** posiada przejrzysty, czytelny wyświetlacz w kolorze zielonym. Po wykryciu podwyższonego poziomu temperatury zmienia kolor na czerwony. Podwyższony poziom temperatury jest również sygnalizowany ostrzegawczym symbolem. Temperatura może być odczytywana w stopniach **Celsjusza** oraz **Fahrenheita**. Termometr **iXellence® Temp TriColor** uzyskał pozytywną opinię **Instytutu Matki i Dziecka**. Urządzenie posiada wbudowaną pamięć do 30 odczytów. Dzięki temu można dokładniej śledzić przebieg choroby.

Właściwości termometru iXellence® Temp TriColor:

- **Uniwersalny, bezkontaktowy** - mierzenie temperatury ciała lub powierzchni.

- **Dokładny, szybki** - dzięki technologii podczerwieni, dokładny pomiar jest dostępny w 1 sekundę.
- **Historia pomiarów** - wbudowana pamięć przechowuje do 30 pomiarów.
- **Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka**
- **5 lat gwarancji Door to Door** - pełne wsparcie i komfort użytkowania.
- **Certyfikat TÜV Rheinland** - gwarancja jakości i bezpieczeństwa.

Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka

Zestaw zawiera:

- Termometr iXellence® Temp TriColor.
- Zestaw 2 baterii AAA.
- Instrukcję obsługi.
- Kartę gwarancyjną.

Gwarancja Door to Door

Gwarancja door-to-door - co to jest?

Gwarancja **door-to-door**, czyli gwarancja od drzwi do drzwi, jest rodzajem gwarancji, w której producent lub dystrybutor zobowiązuje się do wykonania bezpłatnej usługi gwarancyjnej, obejmującej naprawę awarii sprzętu, znajdującego się pod wskazanym przez klienta adresem. Koszty transportu i wszystkie formalności leżą po stronie producenta.

Kiedy można korzystać z gwarancji door-to-door i jakie są jej korzyści?

Gwarancja **door-to-door** dotyczy jedynie sprzętu, na który została wystawiona gwarancja D2D. Informacja o tym, czy towar jest objęty tym rodzajem gwarancji, znajduje w dokumencie gwarancyjnym, na stronie internetowej producenta oraz na oznaczeniu produktu. Zaletą tego typu gwarancji jest przede wszystkim wygoda i komfort klienta, w którego kwestii leży jedynie złożenie zgłoszenia i odpowiednie zapakowanie sprzętu do transportu.

Gwarancja door-to-door - jak przebiega procedura?

1. Złożenie zgłoszenia przez klienta za pomocą formularza na stronie internetowej, mailowo lub telefonicznie.
2. Ustalenie terminu odbioru sprzętu znajdującego się pod wskazanym przez klienta adresem.
3. Odbiór sprzętu przez kuriera lub w niektórych przypadkach wykwalifikowanego serwisanta.
4. Naprawa sprzętu przez serwis producenta lub jego wymiana i uzupełnienie wszystkich formalności.
5. Dostarczenie za pomocą firmy kurierskiej naprawionego sprzętu na adres wskazany przez klienta.

Zobacz prezentację produktu:

Informacje:

Model:

Promocja: produkty w promocji
Kategoria: Termometry
Urządzenie: Termometr