

Opaska rzepowa do mocowania elektrod

Opis produktu:

Zestaw opasek rzepowych do mocowania elektrod barowych i stymulujących.

- kolor niebieski
- trzy warianty długości: 30 cm, 55 cm i 100 cm
- 3 opaski w zestawie



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Opaska rzepowa do mocowania elektrod

Zestaw opasek rzepowych do mocowania elektrod barowych i stymulujących. Opaski są w kolorze niebieskim i mają trzy warianty długości do wyboru: 30 cm, 55 cm, 100 cm. Zestaw zawiera 3 opaski.

Num Dług Szer Licz
er k ość okoś ba
atalo ć szt.
gow
y

VEL	30	2	cm	3
CRO	cm			szt.
BLU				
30/3				
VEL	55	2	cm	3
CRO	cm			szt.
BLU				
55/3				
VEL	100	2	cm	3
CRO	cm			szt.
BLU				
100/3				
VEL	30	1	cm	3
CRO	cm			szt.

BLU			
S30/			
3			

Informacje:

Kategoria: Pozostałe

Model:

Opaska rzepowa - Długość / Szerokość: 30 cm / 2 cm, 55 cm / 2 cm, 100 cm / 2 cm, 30 cm / 1 cm