

Bipolarna elektroda stymulująca, rozstaw 24 mm



Opis produktu:

Bipolarna elektroda stymulacyjna z elastycznym, lekkim kablem zapewniającym wygodne użytkowanie produktu.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Bipolarna elektroda stymulująca, rozstaw 24 mm

Zestaw zawiera: 1 elektrodę, 10 korków filcowych (FELT0610), 2 stalowe kulki stymulacyjne i 1 rzepową taśmę mocującą.

Cechy charakterystyczne

- Każda elektroda ma dwa punkty stymulacji: korki filcowe lub zamiennie wkładki ze stali.
- 5- biegunowy kabel połączeniowy o długości 150cm zakończony wtykiem 5 pin DIN lub alternatywnie złączem TP 1,5mm
- Dzięki ergonomicznemu uchwytowi można wygodnie utrzymać elektrodę w miejscu stymulacji, można do tego celu wykorzystać dołączone do zestawu opaskę rzepową.
- Złoczone wkładki filcowe dla lepszego przewodnictwa elektrycznego.
- Elastyczny, lekki kabel.
- Ergonomiczny i trwały uchwyt.

Dane techniczne:

Numer katalogowy	Rozstaw	Wtyk	Długość kabla	Opakowanie
STIL1526WS	24 mm	TP 1,5 mm	150 cm	1 zestaw
STIL1571WS	24 mm	5 pin DIN	150 cm	1 zestaw

Informacje:

Użycie: wielorazowe

Kabel: z kablem

Rodzaje elektrod: bipolarne stymulujące

Kategoria: Elektrody

Model:

Elektroda - Opcje: STIL1526WS - wtyk TP 1,5 mm, STIL1571WS - wtyk 5 pin DIN