

Pessar położniczy

Opis produktu:

Pessaroterapia stanowi jedną z nieoperacyjnych metod leczenia nietrzymania moczu oraz wypadania narządów miednicy.

Pessar, jako produkt higieniczny, po rozpakowaniu **nie podlega zwrotowi**.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Pessary położnicze

Pessary położnicze bez membrany z perforacją są stosowane przede wszystkim w leczeniu **wypadania macicy drugiego lub trzeciego stopnia**, a także w profilaktyce porodu przedwczesnego. Pessar może być stosowany do samego końca ciąży, przy niewystępowaniu żadnych dolegliwości.

Specyfikacja:

- Materiał: silikon medyczny
- Sznurek: tak
- Rozmiary w zestawie: 1,97 - 3,35 cala
- Produkt medyczny: tak

Wymiary [cale]	1.97"	2.17"	2.36"	2.60"	2.76"	2.95"	3.15"	3.35"
Wymiary [mm]	50	55	60	65	70	75	80	85
SKU	CP#0	CP#1	CP#2	CP#3	CP#4	CP#5	CP#6	CP#7

Informacje:

Model:

Kategoria: Fizjoterapia uroginekologiczna

Pessary - rozmiar: 3,15" - 80 mm