

Elektroda pierścieniowa do stymulacji i rejestracji

Opis produktu:

Para **elektrod pierścieniowych** przeznaczone są do **stymulacji i rejestracji** w szczególności do **elektromiografii (EMG)** i **badania przewodnictwa nerwowego (NCS)**.

Elektroda sprężynowa wykonana z medycznej stali nierdzewnej lub pasków rzepowych z kablem ekranowanym zakończona wtykiem 5 pin DIN lub TP 1,5 mm.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektroda pierścieniowa do stymulacji i rejestracji

Specyfikacja

Nr kat.	Grubość pętli / materiał	Złącze	Długość kabla	Op.
SRRING0126SHF	2,4 mm - stal	TP 1,5 mm	100 cm ekranowany	1 para
SRRING0171SHF	2,4 mm - stal	5 pin DIN	100 cm ekranowany	1 szt.
SRRING1526SHF	2,4 mm - stal	TP 1,5 mm	150 cm ekranowany	1 para
SRRING1571SHF	2,4 mm - stal	5 pin DIN	150 cm ekranowany	1 szt.
SRRINGS0126SHF	1,45 mm - stal	TP 1,5 mm	100 cm ekranowany	1 para
SRRINGS0171SHF	1,45 mm - stal	5 pin DIN	100 cm ekranowany	1 szt.
SRRINGS1526SHF	1,45 mm - stal	TP 1,5 mm	150 cm	1 para

SRRINGS1571SHF	1,45 mm - stal	5 pin DIN	ekranowany 150 cm ekranowany	1 szt.
SRCOL1571F	10 mm - rzep	5 pin DIN	150 cm ekranowany	1 szt.

Informacje:

Użycie: wielorazowe

Kabel: z kablem

Rodzaje elektrod: pierścieniowe / obrączkowe

Kategoria: Elektrody

Model:

Elektroda - Opcje: SRRING0126SHF - 2,4 mm - TP 1,5 mm - 100 cm, SRRING0171SHF - 2,4 mm - 5 pin DIN - 100 cm, SRRING1526SHF - 2,4 mm - TP 1,5 mm - 150 cm, SRRING1571SHF - 2,4 mm - 5 pin DIN - 150 cm, SRRINGS0126SHF - 1,45 mm - TP 1,5 mm - 100 cm, SRRINGS0171SHF - 1,45 mm - 5 pin DIN - 100 cm, SRRINGS1526SHF - 1,45 mm - TP 1,5 mm - 150 cm, SRRINGS1571SHF - 1,45 mm - 5 pin DIN - 150 cm, SRCOL1571F - 10 mm - 5 pin DIN - 150 cm