

Zestaw zapasowych o-ringów do elektrod mostkowych lub usznych



Opis produktu:

Zapasowe gumowe o-ringi do elektrod o **średnicy 8,5 mm**. Opakowanie **50 szt.**

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Zestaw zapasowych o-ringów do elektrod mostkowych lub usznych

Cechy produktu

- Średnica 8,5 mm
- Sprzedawany w opakowaniu 50 szt.

Informacje:

Typ elektrody: Akcesoria do elektrod
Kabel: Brak
Materiał: inny
Kategoria: Elektrody

Model:

Opakowanie: 50 sztuk, 100 sztuk