

Podkład higieniczny Jersey

Opis produktu:



Oddychający i nieprzemakalny podkład higieniczny. Całkowicie naturalna warstwa wierzchnia (100% bawełna) chroni przed przenikaniem roztoczy i bakterii, antyalergiczny, wspomaga w zapobieganiu powstawania odleżyn, zabezpiecza materac przed wsiąkaniem płynów. Posiada narożne gumy stabilizujące, zapobiegające niekontrolowanemu przesuwaniu się podkładu pod prześcieradłem.

- warstwa wierzchnia 100% bawełna
- warstwa nieprzemakalna 100% PU
- produkt wyposażony w gumy przytrzymujące
- produkt antyalergiczny
- można dezynfekować i prać w pralkach w temperaturze do 95°C

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Podkład higieniczny Jersey

Podkład oddychający o paroprzepuszczalności 110g/m²/24h, wierzchnia warstwa wykonana jest z miękkiej dzianiny jerseyu, spodnia warstwa prześcieradła, wykonana jest z oddychającej membrany poliuretanowej. Podkład ten chroni przed przenikaniem roztoczy i bakterii, antyalergiczny, wodoodporny. Wspomaga w zapobieganiu powstawania odleżyn. Produkt wolny od ftalanów i estrów kwasopochodnych, posiada narożne gumy przytrzymujące podkład higieniczny na materacu. produkt posiada status wyrobu medycznego oraz posiada certyfikat Oeko-Tex potwierdzający, iż użyte surowce są wolne od substancji szkodliwych.

Produkt oddychający

Warstwa bawełniana

Produkt wodoodporny

Gumy przytrzymujące

Produkt antyalergiczny

Temperatura prania

Rozmiary:

Numer katalogowy	TS0102_09	TS0102_10	TS0102_00	TS0102_01	TS0102_02	TS0102_03	TS0102_04	TS0102_05	TS0102_06	TS0102_07	TS0102_08
Rozmiar [cm]	60x120	70x140	80x200	90x200	100x200	120x200	140x200	160x200	180x200	200x200	220x200

Informacje:

Model:

Rozmiar: TS0102_09 - 60x120 cm, TS0102_10 - 70x140 cm, TS0102_00 - 80x200 cm, TS0102_01 - 90x200 cm, TS0102_02 - 100x200 cm, TS0102_03 - 120x200 cm, TS0102_04 - 140x200 cm, TS0102_05 - 160x200 cm, TS0102_06 - 180x200 cm, TS0102_07 - 200x200 cm, TS0102_08 - 220x200 cm