

Podkład higieniczny Stabile

Opis produktu:



Podkład higieniczny. Chroni przed przenikaniem roztoczy i bakterii, antyalergiczny, wspomaga w zapobieganiu powstawania odleżyn. Bezpieczna, gruba warstwa PVC wolna od ftalanów zabezpiecza materac przed wsiąkaniem płynów. Posiada narożne gumy stabilizujące, zapobiegające niekontrolowanemu przesuwaniu się podkładu pod prześcieradłem.

- warstwa wierzchnia 82% bawełna, 18% poliester
- warstwa nieprzemakalna 100% PVC
- produkt wyposażony w gumy przytrzymujące
- produkt antyalergiczny
- można dezynfekować i prać w pralkach w temperaturze do 95°C

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Podkład higieniczny Stabile

Podkład higieniczny w którym warstwa nieprzemakalna wykona jest z PVC. Chroni przed przenikaniem roztoczy i bakterii, antyalergiczny, wspomaga w zapobieganiu powstawania odleżyn, zabezpiecza materac przed wsiąkaniem płynów. Produkt wolny od ftalanów i estrów kwasopochodnych, posiada narożne gumy przytrzymujące podkład higieniczny na materacu. Produkt posiada status wyrobu medycznego oraz posiada certyfikat Oeko-Tex potwierdzający, iż użyte surowce są wolne od substancji szkodliwych.

Warstwa bawełniana

Produkt wodoodporny

Gumy przytrzymujące

Produkt antyalergiczny

Temperatura prania

Rozmiary:

Numer katalogowy	TS0103_09	TS0103_10	TS0103_00	TS0103_01	TS0103_02	TS0103_03	TS0103_04	TS0103_05	TS0103_06	TS0103_07	TS0103_08
Rozmiar [cm]	60x120	70x140	80x200	90x200	100x200	120x200	140x200	160x200	180x200	200x200	220x200

Informacje:
Model:

Rozmiar: TS0103_09 - 60x120 cm, TS0103_10 - 70x140 cm, TS0103_00 - 80x200 cm, TS0103_01 - 90x200 cm, TS0103_02 - 100x200 cm, TS0103_03 - 120x200 cm, TS0103_04 - 140x200 cm, TS0103_05 - 160x200 cm, TS0103_06 - 180x200 cm, TS0103_07 - 200x200 cm, TS0103_08 - 220x200 cm