

Poduszka pozycjonująca Oponka

Opis produktu:

Pomaga w procesie rehabilitacji, rekonwalescencji oraz podczas zabiegów. Wspomaga pozycjonowanie - prawidłowe ułożenie ciała pacjenta, a także odciążenia miejsc wrażliwych na nacisk.

- pokrowiec: 100% bawełna
- wypełnienie: granulát



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Poduszka pozycjonująca Oponka

Pomaga w procesie rehabilitacji oraz podczas zabiegów. Wspomaga pozycjonowanie - prawidłowe ułożenie ciała pacjenta. Wypełnienie poduszki to granulát silikonowy, poszewka wykonana jest z bawełnianej tkaniny. Produkt do prania w całości. Produkt posiada status wyrobu medycznego oraz posiada certyfikat Oeko-Tex potwierdzający, iż użyte surowce są wolne od substancji szkodliwych.

Warstwa bawełniana

Produkt oddychający

Wypełnienie mikroperełkowe

Rozmiary:

Numer katalogowy	TS1901-01
Rozmiar [cm]	40x40x5

Informacje:

Model:

