

Poduszka profilowana ortopedyczna Sigma

Opis produktu:

Innowacyjny kształt. Do spania na plecach i na boku. Zwiększa komfort snu. Zapewnia stabilizację odcinka szyjnego kręgosłupa z zachowaniem jego fizjologicznej krzywizny, odciąża struktury kostno-stawowe, więzadłowe i mięśniowe. Wykorzystano piankę bardzo wysokiej gęstości z technologią termoplastyczną. Rozmiar poduszki pozwala na dowolną zmianę pozycji podczas snu. Ergonomiczny kształt wyklucza ucisk tętnicy szyjnej. Specjalnie zaprojektowane miejsce na bark. Asymetryczny kształt dla jeszcze lepszego dopasowania.

- poszewka: 100% poliester
- wypełnienie: pianka poliuretanowa
- produkt antyalergiczny

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Poduszka profilowana ortopedyczna Sigma

Największa poduszka marki Sanipur. Poduszka ma Innowacyjny kształt. Do spania na plecach i na boku. Zwiększa komfort snu. Zapewnia stabilizację odcinka szyjnego kręgosłupa z zachowaniem jego fizjologicznej krzywizny, odciąża struktury kostno stawowe, więzadłowe i mięśniowe. Wypełnienie poduszki to profilowana pianka termoplastyczna z pamięcią kształtu. Poszewka wykonana jest z żakardu, a boczne ścianki poszewki są wykonane z dzianiny dystansowej wykonanej w technologii Aeromesh 3D, zapewniających wentylację podczas snu. Poduszka pakowana jest w funkcjonalne pudełko z uchwytem. Produkt posiada status wyrobu medycznego oraz posiada certyfikat Oeko-Tex potwierdzający, iż użyte surowce są wolne od substancji szkodliwych.

Produkt premium

Technologia 3D

Memory Foam

Zdejmowalny pokrowiec

Bezpieczny suwak

Rozmiary:

Numer katalogowy	TS2003-01
Rozmiar [cm]	64x40x10/8

Informacje:

Model: