

Videocystoskop Mamba vision

Opis produktu:

Sensoryczny cystoskop giętki Mamba do stosowania z systemem ENDOCAM Logic HD/4K.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Cechy charakterystyczne Mamba vision firmy Richard Wolf

- Cystoskop posiada cienki płaszcz zewnętrzny (16,2 Charr / 11,5 charr na atraumatycznym końcu dystalnym) o dużej giętkości (210° góra/ 210° dół).
- Długość robocza cystoskopu 400 mm, kąt widzenia 110°, kanał roboczy 7,5 charr.
- Uzyskiwany obraz posiada jednorodne oświetlenie dzięki zastosowaniu podwójnych świateł LED w odcinku dystalnym.
- Dwa programowalne przyciski (możliwość przypisania do 4 funkcji).

- Obrazowanie SIM (special imaging mode).
- Dedykowane narzędzia giętkie o średnicy 5 charr.”

Videocystoskop Mamba vision - budowa

- **1** - Sensor
- **2** - Podwójna dioda LED dla lepszego oświetlenia
- **3** - Duży kanał roboczy o średnicy 7,5 Fr. dla optymalnego nawadniania

BOA vision - wszechstronny

Szczególnie nadaje się do trudnych i wąskich anatomii

COBRA Vision - specjalista od terapii kamieniami

Dwukanałowy czujnik URS ze specjalnym laserowym przełącznikiem

MAMBA vision - cystoskop z elastycznym czujnikiem

Wysoka wydajność nawadniania dzięki kanałowi roboczemu o średnicy 7,5 Fr.

Informacje:

Model: