

## Materac przeciwoodleżynowy Gofer

### Opis produktu:

Materac przeciwoodleżynowy zapobiega powstawaniu odleżyn, posiada kanaliki wentylacyjne i właściwości masujące dzięki specjalnie opracowanemu kształtowi. W zestawie z pokrowcem nieprzemakalnym lub bawełnianym.

- pokrowiec ścieralny warstwa wewnętrzna: 100% poliester; warstwa nieprzemakalna: 100% PU
- pokrowiec bawełniany warstwa wewnętrzna: 100% bawełna
- wypełnienie: pianka poliuretanowa
- produkt antyalergiczny
- zdejmowalny pokrowiec

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Materac przeciwoodleżynowy Gofer

Produkt redukuje nacisk powierzchniowy, zapewnia dopływ powietrza do miejsc zagrożonych powstawaniem odleżyn, dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii 3D. Produkt posiada status wyrobu medycznego oraz posiada certyfikat Oeko-tex potwierdzający, iż użyte surowce są wolne od substancji szkodliwych.

Produkt oddychający

Bezpieczny suwak

Warstwa bawełniana 2

Wodoodporny 1

Ognioodporny (Crib 5) 1

Sterylizacja 1

Produkt antybakteryjny1

Produkt antygrzybiczny1

Temperatura prania 1

Temperatura prania 2

1 - pokrowiec ścieralny 2 - pokrowiec bawełniany

### Rozmiary:

<b>Gęstość pianki 25 kg/m<sup>3</sup></b>	
w pokrowcu ścieralnym	w pokrowcu bawełnianym
TS1001_01 / 12x90x200 cm	TS1002_01 / 12x90x200 cm
TS1001_02 / 10x90x200 cm	TS1002_02 / 10x90x200 cm
TS1001_03 / 15x90x200 cm	
<b>Gęstość pianki 21 kg/m<sup>3</sup></b>	
w pokrowcu ścieralnym	w pokrowcu bawełnianym
TS1003_01 / 12x90x200 cm	TS1004_01 / 12x90x200 cm
TS1003_02 / 10x90x200 cm	TS1004_02 / 10x90x200 cm
TS1003_03 / 15x90x200 cm	

### Informacje:

Typ materaca: Piankowy  
 Wysokość: 10 cm  
 Wysokość: 12 cm  
 Wysokość: 15x90x200 cm  
 Materiał wykonania: Poliuretan (PU)  
 Wymiary: 200 x 90 cm  
 Gęstość: 21 kg/m<sup>3</sup>  
 Gęstość: 25 kg/m<sup>3</sup>  
 Przeznaczenie (stopień odleżyn wg EPUAP): Do I stopnia

### Model:

Rozmiar: TS1001\_01 - 12x90x200 cm - pokr. ścieralny, TS1001\_02 - 10x90x200 cm - pokr. ścieralny, TS1001\_03 - 15x90x200 cm - pokr. ścieralny, TS1002\_01 - 12x90x200 cm - pokr. bawełniany, TS1002\_02 - 10x90x200 cm - pokr. bawełniany, TS1003\_01 - 12x90x200 cm - pokr. ścieralny, TS1003\_02 - 10x90x200 cm - pokr. ścieralny, TS1003\_03 - 15x90x200 cm - pokr. ścieralny, TS1004\_01 - 12x90x200 cm - pokr. bawełniany, TS1004\_02 - 10x90x200 cm - pokr. bawełniany

