

Szyna Brauna - kształtka rehabilitacyjna z kanalikami wentylacyjnymi



Opis produktu:

Pomaga w rehabilitacji kończyn dolnych, umożliwia pozycjonowanie - prawidłowe ułożenie ciała pacjenta.

- pokrowiec ścieralny pokrowiec: 100% poliester; warstwa nieprzemakalna: 100% PU
- pokrowiec bawełniany pokrowiec: 100% bawełna
- wypełnienie: pianka poliuretanowa
- produkt antyalergiczny

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Szyna Brauna - kształtka rehabilitacyjna z kanalikami wentylacyjnymi

Szyna Brauna pomaga w rehabilitacji kończyn dolnych, umożliwia pozycjonowanie - prawidłowe ułożenie ciała pacjenta. Posiada wysokiej jakości:

- przewiewny bawełniany pokrowiec posiadający zamek z bezpiecznym suwakiem
- **lub** ścieralny pokrowiec o paroprzepuszczalności 1000g/m²/24h. Pokrowiec jest paroprzepuszczalny, antyalergiczny, antygrzybiczny, niepalny z warstwą antypoślizgową. Pokrowiec łatwy w utrzymaniu czystości

Produkt posiada status wyrobu medycznego oraz posiada certyfikat Oeko-tex potwierdzający, iż użyte surowce są wolne od substancji szkodliwych.

Zdejmowalny pokrowiec

Bezpieczny suwak

Warstwa bawełniana 2

Wodoodporny 1

Ognioodporny (Crib 5) 1

Sterylizacja 1

Produkt antybakteryjny 1

Produkt antygrzybiczny 1

Temperatura prania 1

Temperatura prania 2

1 - pokrowiec ścieralny 2 - pokrowiec bawełniany

Rozmiary:

Numer katalogowy	TS1702_01 pokrowiec ścieralny	TS1701_01 pokrowiec bawełniany
Rozmiar [cm]	60x25x15	60x25x15

Informacje:

Model:

Rozmiar: TS1702_01 - 60x25x15 - pokr. ścieralny, TS1701_01 - 60x25x15 - pokr. bawełniany